



ФЕРМЕНТ

## Safizym Clar Plus\*

Ферментный препарат для осветления белых и розовых винопродуктов.

### Описание:

Ферментный препарат характеризует содержание пектина в винограде, селекционирован из рода *Aspergillus Niger*.

### Свойства:

Пектолитический препарат получен не из ГМО.

Свойства:

- ✓ Пектолитическое действие стандартно при >260 V.U./г препарата
- ✓ Действует в пределах кондиций встречающихся в виноделии (pH, SO<sub>2</sub>)
- ✓ Активен при низкой температуре (> 8°C)

### Действие:

Оптимизация осветления белого суслу

- ✓ Гидролиз пектинов суслу благодаря действию полигалактуроназ, эндополигалактуроназ и пектинэстераз
- ✓ Стимулирует быстрое отстаивание осадков из суслу
- ✓ Ограниченный эффект на содержание NTU способствующее хорошей ферментации
- ✓ Препарат имеет оптимальную концентрацию для бочкового производства
- ✓ Свободен от вторичного губительного действия с сохранением органолептических качеств вин

### Применение:

Safizym Clar Plus используется для осветления белых и розовых винопродуктов до алкогольной ферментации. При гидролизе пектинов суслу специфическое действие ферменты оказывают на нестабильные осадки: коллоиды собираются и оседают, которые также являются причиной образования некоторых вязких частиц, оказывающих вредное воздействие на органолептическое качество вин.

Это означает, что очистка проходит быстро, с оптимальной мутностью для нормальной ферментации и распадом пектинов, обеспечивая последующую мягкую фильтрацию, что менее травмирует вина.

**FERMENTIS**

Safizym Clar Plus также рекомендован для сусла, полученного из прессовых фракций, в котором особенно высоки пектины, и для депектинизации сусла, предшествующего осветлению при флотации.

**Дозировка:**

Для сусла-самотека: 0,5–1,0 г/100 л

Для прессованного сока: 1,0–2,0 г/100 л

До флотации: 0,5–1,5 г/100 л

**Микробиологический анализ:**

Сальмонелла	Отсутствует в 25 г препарата
Колиформы	< 30 на гр. Препарата
Эшерихия коли	Отсутствует в 25 г препарата
Общее количество бактерий	< 5×10 <sup>4</sup> на гр. Препарата
Ингибирующие антибиотические вещества:	Отсутствуют

**Упаковка:**

- ✓ По 100 гр.
- ✓ По 100 гр. в 5 кг картонных коробах (5х(10х100гр))
- ✓ По 500 гр. в 5 кг картонных коробах (50х100 гр)

**Хранение:**

В оригинальной упаковке хранить в сухом, холодном месте без доступа света и посторонних запахов. Срок хранения не более 3 лет.